

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СБОРНИК

**МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 12.06.08 №88-ФЗ**

**«Технический
регламент
на молоко
и молочную
продукцию»**

Часть 14

МОСКВА 2010

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Сборник
методических документов, необходимых
для обеспечения применения
Федерального закона от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ
«Технический регламент на молоко
и молочную продукцию»
Часть 14**

ББК 51.23

С23

С23 **Сборник методических документов, необходимых для обеспечения применения Федерального закона от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».**—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010.—76 с.

ISBN 5—7508—0771—1

В сборник включены методические документы, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г. Г. Онищенко от 08.12.2008 № 67.

Настоящие «Методические указания» предназначены санитарно-эпидемиологических станций Минздрава СССР, а также ветеринарных, агрохимических, контрольно-токсикологических лабораторий Минсельхоза СССР и лабораторий других министерств и ведомств занимающихся анализом остаточных количеств пестицидов и биопрепаратов в продуктах питания, кормах и внешней среде.

«Методические указания» подготовлены Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР, Государственной комиссией по химическим средствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками при Министерстве сельского хозяйства СССР, Всесоюзным научно-исследовательским институтом гигиены и токсикологии пестицидов (лаборатория аналитической химии пестицидов и лаборатория кибернетических исследований пестицидов в окружающей среде), Всесоюзным научно-исследовательским институтом химических средств защиты растений (сектор анализа пестицидов).

ББК 51.23

Технический редактор Г. И. Климова

Подписано в печать 18.02.10

Формат 60x88/16

Тираж 200 экз.

Печ. л. 4,75
Заказ 14

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован
отделом издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
117105, Москва, Варшавское ш., 19а
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2010

© Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010

Содержание

Методические указания по определению сульфидоюса в мясе, молоке и кормах методом тонкослойной хроматографии.....	4
Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения	16
Методические указания по выделению, идентификации и количественному определению насыщенных, моно-, би-, три- и ряда полициклических ароматических углеводов в пищевых продуктах: № 4721—88.....	23
Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах	31
Временные методические указания по определению митака в растительном материале, почве, воде, органах, тканях и молоке животных методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии.....	45
Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции	52
Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье.....	60

Методические указания по определению гетерофоса, этафоса и их метаболитов в биологическом материале, молоке, яйцах методом газожидкостной хроматографии**

Краткая характеристика препаратов. Характеристика гетерофоса приведена на с. 61, этафоса – на с. 65.

Характеристика метаболитов этафоса и гетерофоса приведена в табл. 28.

28. Характеристика метаболитов гетерофоса и этафоса

Химическое название	Структурная формула	Брутто формула	Молекулярная масса
О-Этил-О-фенил-фосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \text{---} \text{P} \text{---} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{O} \end{array}$	$\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_4\text{P}$	202
О-Этил-S-пропил-фосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \text{---} \text{P} \text{---} \text{SC}_3\text{H}_7 \\ \\ \text{HO} \end{array}$	$\text{C}_5\text{H}_{13}\text{O}_3\text{PS}$	184
О-Этил-О-фенил-S-метилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \text{---} \text{P} \text{---} \text{SCH}_3 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{O} \end{array}$	$\text{C}_9\text{H}_{13}\text{O}_3\text{PS}$	232
О-Этил-О-фенилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \text{---} \text{P} \text{---} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{O} \end{array}$	$\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_3\text{PS}$	218
О-Этил-0,2,4-дихлор-фенилтиофосфт	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \text{---} \text{P} \text{---} \text{SH} \\ \\ 2,4\text{Cl}_2\text{C}_6\text{H}_3\text{O} \end{array}$	$\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_3\text{Cl}_2\text{PS}$	251,5

* Разработаны: М.В. Письменной, М.А. Клисенко (ВНИИГИНТОКС) [1]; В.Р. Хаитовым, Г.Л. Холмухамедовой, А.Д. Сайфутдиновой (УзНИВИ) [2].

Продолжение

Химическое название	Структурная формула	Брутто формула	Молекулярная масса
О-Метил-О-фенил-S-пропилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3\text{O} \diagdown \text{P} \text{---} \text{SC}_3\text{H}_7 \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{O} \diagup \end{array}$	$\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{PS}$	246
О-Этил-О-метил-S-пропилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \diagdown \text{P} \text{---} \text{SC}_3\text{H}_7 \\ \text{CH}_3\text{O} \diagup \end{array}$	$\text{C}_6\text{H}_{15}\text{O}_3\text{PS}$	198
О,О-Диметил-S-пропилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ (\text{CH}_3\text{O})_2\text{P} \text{---} \text{SC}_3\text{H}_7 \end{array}$	$\text{C}_5\text{H}_{13}\text{O}_3\text{PS}$	184
О-Этил-О-метилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O} \diagdown \text{P} \text{---} \text{SH} \\ \text{CH}_3\text{O} \diagup \end{array}$	$\text{C}_3\text{H}_9\text{O}_3\text{PS}$	156
О,О-Диметилтиофосфат	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ (\text{CH}_3\text{O})_2\text{P} \text{---} \text{SH} \end{array}$	$\text{C}_2\text{H}_7\text{O}_3\text{PS}$	142

Принцип метода. Методика основана на определении S-пропильных ФОП (гетерофоса, этафоса и десяти их метаболитов) методом ГЖХ. Указанные соединения извлекают из субстратов смесью ацетона и 0,1 н. HCl (9 : 1) [1], гетерофос из молока и яиц извлекают смесью ацетона с этанолом (3 : 1) [2]. Экстракты очищают перераспределением в системе жидкость – жидкость.

Определение методом ГЖХ проводят на хроматографе, снабженном ТИД и ДПР. Используют неподвижные фазы SE-30 на хроматоне N-AW-HMDS и 3 % OV-101 на инертоне-супер. Для разделения пестицидов и их метаболитов определение проводят в изотермическом режиме при двух температурах – 190 и 127 °С.

Метрологическая характеристика метода приведена в таблице 29.

Избирательность метода. Определению могут мешать ФОП, имеющие близкие времена удерживания.

Реактивы и растворы. Ацетон ч. Хлороводородная кислота ч., 0,1 н. водный раствор. *n*-Гексан ч., х.ч. Спирт этиловый, ректиф. Сульфат натрия безводный свежеприготовленный. Вода дистиллированная.

29. Метрологическая характеристика метода определения гетерофоса, этафоса и их метаболитов

Вещество	Исследуемый объект	Нижний предел обнаружения, мг/кг	Среднее значение определения, %	Относительное стандартное отклонение	Доверительный интервал среднего при $P = 0,95$, $n = 5$, $\pm\%$
Гетерофос	Молоко	0,002	70	6,7	8,3
»	Яйца	0,002	65	6,3	7,8
»	Биологические субстраты*	0,001—0,01**	79	8,3	10,3
Этафос	То же	0,005—0,05	83	12,2	15,1
Метаболиты					
О-Этил-О-фенилфосфат	»	0,001—0,01	74	13,5	16,8
О-Этил-S-пропилтиофосфат	»	0,005—0,05	79	13,6	16,9
О-Этил-О-фенил-S-метилтиофосфат	»	0,005—0,05	81	8,1	10,1
О-Этил-О-фенилтиофосфат	»	0,05—0,5	70	3,8	4,7
О-Этил-О-2,4-дихлорфенилтиофосфат	»	0,01—0,1	74	11,1	13,7
О-Метил-О-фенил-S-пропилтиофосфат	»	0,01—0,1	78	4,3	5,3
О-Этил-О-метил-S-пропилтиофосфат	»	0,01—0,1	84	10	12,4
О,О-Диметил-S-пропилтиофосфат	»	0,005—0,05	80	5,5	6,8
О-Этил-О-метилтиофосфат	»	0,05—0,5	81	10,9	13,5
О,О-Диметилтиофосфат	»	0,05—0,5	78	13,8	17,1

* Расчет проведен суммарно для различных органов (печень, почки, мозг и др.).

** Приведены нижние пределы обнаружения в исследуемых объектах в зависимости от взятой навески (2—20 г).

Неподвижная фаза — 5 % SE-30 на хроматоне N-AW-HMDS (0,16—0,20 мм), 3 % OV-101 на инертоне-супер (0,16—0,20 мм). Азот особой чистоты, содержание O₂ не более 0,003 %. Водород. Основные стандартные растворы гетерофоса, этафоса и их метаболитов в *n*-гексане по 1000 мкг/мл. Хранят в холодильнике 6 мес. Рабочие стандартные растворы гетерофоса, этафоса и метаболитов в *n*-гексане по 10 мкг/мл. Хранят в холодильнике в течение двух недель. Готовят серию стандартных растворов.

Приборы и посуда. Газовый хроматограф с ТИД и ДЭЗ марки «Цвет», «Газохром» и др. Микроизмельчитель тканей РТ-2 или мясорубка. Прибор для отгонки растворителей (ротационный вакуумный испаритель) типа ИР-1М. Микрошприцы на 10 мкл (МШ-10). Колбы: конические со шлифом и пробками вместимостью 100; 250 и 500 мл; круглодонные со шлифом для отгонки растворителей; мерные вместимостью 50 и 100 мл. Делительные воронки на 50; 100 и 250 мл. Воронки химические. Пробирки мерные со шлифом вместимостью 5 и 10 мл. Пипетки на 1; 5 и 10 мл. Микрошпигетки на 0,1 мл.

Подготовка к определению. Для проведения клинических исследований на содержание гетерофоса и этафоса отбирают 100 мл суточной мочи; 2 мл крови.

Подготовка хроматографической колонки для ГЖХ. Колонку заполняют общепринятым в хроматографии способом, кондиционируют 48 ч при температуре на 20 °С выше рабочей температуры колонки.

Ход анализа. Экстракция и очистка экстракта. Исследуемые органы и ткани (печень, почки, селезенка, легкие, головной мозг, мясо) измельчают в микроизмельчителе тканей или мясорубке. Отбирают 2—20 г средней пробы (для пищевых продуктов навеска 20 г), заливают в зависимости от взятой навески 15—250 мл смеси ацетона с 0,1 н. хлороводородной кислотой (9 : 1) и оставляют на 1 ч, периодически перемешивая пробу стеклянной палочкой и встряхивая. Затем растворитель сливают в делительную воронку, фильтруя через вату. Заливают пробу новой порцией смеси и экстрагируют еще 30 мин. Экстракты объединяют. Пробу промывают смесью дважды порциями по 5—10 мл и смывы присоединяют к экстракту. В делительную воронку приливают 50 мл дистиллированной воды, перемешивают и добавляют 50 мл *n*-гексана. Осторожно встряхивают в течение 5 мин. Отделяют верхний *n*-гексановый слой, сливая его через безводный сульфат натрия (7—10 г), насыпанный на фильтр, вложенный в воронку. Из нижнего водного слоя экстрагируют ФОП *n*-гексаном еще два раза порциями по 40 мл, объединяя экстракты

с первым. Упаривают экстракт на ротационном вакуумном испарителе при температуре бани 40—45 °С примерно до 1 мл. Переносят остаток в мерную пробирку со шлифом, ополаскивая колбу небольшими порциями (по 0,3—0,4 мл) *n*-гексана. Доводят объем в пробирке *n*-гексаном точно до 2 мл, перемешивают и аликвоту хроматографируют.

К 2—5 мл цельной *крови*, собранной в стаканы вместимостью 50—100 мл, прибавляют при непрерывном перемешивании стеклянной палочкой безводный сульфат натрия до образования сухой массы (20 г). Затем приливают 30—40 мл диэтилового эфира и 10 мин перемешивают пробу с эфиром. Сливают эфир в колбу для отгонки растворителей, фильтруя через фильтр «красная лента». Экстракцию повторяют еще раз. Эфирные экстракты объединяют, упаривают на ротационном испарителе при температуре бани 20—25 °С до объема 1—2 мл. Остаток упаривают досуха при комнатной температуре. К сухому остатку в колбе прибавляют 1 мл *n*-гексана и аликвоту хроматографируют.

Пробу *мочи* (20 мл) переносят в делительную воронку, разбавляют 20 мл дистиллированной воды, перемешивают и прибавляют 20 мл диэтилового эфира. Осторожно встряхивают 5 мин и дают отстояться. Отделяют верхний эфирный слой, сливая его через безводный сульфат натрия. Операцию экстрагирования повторяют дважды. Объединенные экстракты переносят в колбу для отгонки растворителей и далее поступают так же, как при экстракции из крови.

Из 10 г (мл) средней пробы *молока, яиц, органов и тканей* гетерофос извлекают 50 мл смеси ацетона с этанолом (3 : 1) [2]. Экстрагируют при встряхивании в течение 20 мин, после чего экстракты помещают в морозильную камеру холодильника на 1 ч. Пробы фильтруют через бумажный фильтр в колбы для отгонки либо в фарфоровые чашки, промывают посуду и фильтр 20 мл экстрагирующей смеси. Фильтрат концентрируют под вакуумом на ротационном испарителе (температура бани 40 °С) или упаривают в фарфоровых чашках на водяной бане при температуре 40 °С в слабом токе теплого воздуха до объема 1—2 мл. Остатки фильтруют через бумажный фильтр в делительные воронки. Колбы для отгонки или фарфоровые чашки тщательно ополаскивают 10 мл смеси этанола с водой (1 : 3), фильтруют в те же делительные воронки, добавляют 25 мл дистиллированной воды и встряхивают 0,5—1 мин. Из водно-спиртового раствора гетерофос трижды экстрагируют гексаном порциями по 30 мл в течение 2—3 мин при встряхивании. Объединенный гексановый экстракт сушат безводным сульфатом натрия, помещают в

колбы для отгонки или в фарфоровые чашки и концентрируют до объема 0,5 мл. Оставшийся растворитель отгоняют досуха при комнатной температуре. Сухой остаток растворяют в 5 мл этилового спирта и аликвотную часть (2—3 мкл) хроматографируют.

30. Время удерживания при различных температурах, пределы обнаружения и концентрации рабочих растворов гетерофоса, этафоса и их метаболитов

№ п/п	Исследуемое соединение	Температура колонки, °С	Время удерживания		Относительное время удерживания	Концентрация рабочего раствора*, мкг/мл	Нижний предел обнаружения, нг	
			ТИД	ДПР			ТИД	ДПР
<i>Фаза – 5 % SE-30 на хроматоне N-AW-HMDS[1], температура испарителя 210 °С</i>								
1	2	3	4		5	6	7	
1	Гетерофос	190	3 мин 36 с	–	1	0,2	0,1	–
	»	127	25 мин	–	1	2,0	1,0	
2	Этафос	190	10 мин 36 с	4 мин 30 с	2,95	5,0 (0,1)**	1,2	0,1
<i>Метаболиты</i>								
1	О-Этил-О-фенилфосфат	190	1 мин 30 с	–	0,42	1,0	0,2	–
2	О-Этил-S-пропилфосфат	190	54 с	–	0,25	0,5	0,1	–
	То же	127	6 мин 15 с	–	–	–	–	–
3	О-Этил-О-фенил-S-метилтиофосфат	190	2 мин 12 с	–	0,62	0,5	0,1	–
4	О-Этил-О-фенилтиофосфат	190	2 мин 48 с	–	0,80	3,0	1,0	–
5	О-Этил-0,2,4-дихлорфенилтиофосфат	190	5 мин 18 с	3 мин 24 с	1,46	5,0 (1)**	1,2	0,2

Продолжение таблицы

1	2	3	4		5	6	7	
6	О-метил-О-фенил-S-пропилтиофосфат	190	1 мин	—	0,53	1,0	0,2	—
			54 с					
7	О-Этил-О-метил-S-пропилтиофосфат	127	4 мин	—	0,19	0,5	0,2	—
			42 с					
8	О,О-Диметил-S-пропилтиофосфат	127	3 мин 30 с	—	0,14	0,5	0,1	—
9	О-Этил-О-метилтиофосфат	127	2 мин 12 с	—	0,09	2,0	2,0	—
10	О,О-Диметилтиофосфат	127	1 мин 42 с	—	0,07	2,0	1,0	—
<i>Фаза – 3 % OV-101 на инертоне-супер [2], температура испарителя 225 °С</i>								
1	Гетерофос	190	2 мин 42 с	—	—	0,1	0,02	—
* Для удобства работы можно приготовить смеси, в которых концентрация каждого соединения соответствует его концентрации, указанной в таблице для рабочих растворов. Смесь I: гетерофос, метаболиты № 1, 2, 3, 4, 6. Смесь II: гетерофос, метаболит № 5. Смесь III: метаболиты № 7, 8, 9, 10. ** В скобках указана концентрация раствора при работе с ДПР.								

Условия хроматографирования. Хроматограф марки «Цвет» с ТИД и ДПР. Колонка стеклянная спиральная длиной 1 м с диаметром 3 мм, заполненная хроматоном N-AW-HMDS (0,16—0,20 мм) с 5 % SE-30 либо инертном-супер N (0,16—0,20 мм) с 3 % OV-101. Рабочая шкала электрометра при работе с ТИД $2 \cdot 10^{-10}$ А, при работе с ДПР $20 \cdot 10^{-12}$ А. Скорость протяжки диаграммной ленты 240 мм/ч. При работе на ТИД расход газа-носителя (азота) 22 мл/мин, водорода – 14—17 мл/мин, воздуха – 400 мл/мин. При работе на ДПР расход газаносителя (азота) 60 мл/мин, расход на продувку детектора 150 мл/мин. Температура (°С): испарителя – 210, детектора – 230, колонки – 190 и 127.

Время удерживания и пределы обнаружения исследуемых соединений при указанных условиях определения методом ГЖХ приведены в таблице 30.

Обработка результатов анализа. Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки. Для этого до и после анализа проб вводят в хроматограф по 3—5 мкл рабочих стандартных растворов. Измеряют высоту пиков и вычисляют среднее арифметическое из пяти

определений. Если при введении в хроматограф аликвотной части (3—5 мкл) конечного экстракта пробы получаются слишком большие пики или происходит «зашкаливание», пробу разбавляют *n*-гексаном. Для определения гетерофоса и всех его метаболитов каждую пробу следует анализировать при двух температурах колонки (190 и 127 °С) используя соответствующие стандарты.

Содержание пестицида или его метаболитов в пробе (*X*, мг/кг, мг/л) рассчитывают по формуле

$$X = \frac{AV_2H_1VK}{H_2V_1P}, \text{ где}$$

A – количество пестицида или метаболита в стандартном растворе, введенном в хроматограф, мкг/мл;

*V*₂ – объем стандартного раствора, введенного в хроматограф, мкл;

*H*₂ – высота пика стандартного раствора, введенного в хроматограф, мм;

*H*₁ – высота пика исследуемого раствора, мм;

*V*₁ – объем экстракта, введенного в хроматограф, мкл;

V – объем анализируемого экстракта, мл;

P – навеска или объем анализируемой пробы, г (мл);

K – поправочный коэффициент, составляющий для мяса, молока и яиц 1,2; 1,4; 1,5 соответственно.

Требования безопасности. Соблюдают общепринятые правила безопасности при работе с органическими растворителями и токсичными веществами.