

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР**

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
**ПО ПРОВЕДЕНИЮ**  
**САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ**  
**ВЫРАБАТЫВАЮЩИХ КОНДИТЕРСКИЕ**  
**КРЕМОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

Москва — 1976 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главного  
государственного санитарного врача  
СССР

26 сентября 1975 г.  
№ 1351-75

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по проведению санитарно-бактериологических исследований  
на предприятиях вырабатывающих кондитерские кремовые  
изделия

Методические указания распространяются на лаборатории санэпидстанций, лаборатории предприятий Министерства пищевой промышленности, общественного питания и Центрсоюза.

Настоящие указания содержат методику исследования кремовых изделий по ходу технологического процесса (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции) и смывов, взятых с рук, инвентаря и оборудования.

На производстве кондитерских изделий с кремом, в отличие от других предприятий, санитарно-показательными микроорганизмами являются не только бактерии группы кишечных палочек, но и коагулазоположительные стафилококки.

Это обусловлено тем, что в кремовых кондитерских изделиях, несмотря на значительное содержание в них сахара, стафилококки благодаря особым биологическим свойствам, могут выживать и размножаться. Они продолжают свою деятельность при концентрации сахара в водной фазе продукта до 60%. тогда как большинство микроорганизмов прекращают размножение при 47%.

Стафилококки не требовательны к питательным средам, практически любой вид пищевого продукта служит средой для их размножения. Они устойчивы к действию физических и химических факторов; хорошо выдерживают высушивание и действие солнечного света; переносят нагревание при 70°C в течение часа, а при 80° — 10 минут.

Источником стафилококков в природе является человек, а также молочный скот, особенно большой маститом. Основным местом обитания стафилококков у человека являются его кожные и слизистые покровы и носоглотка.

В связи с этим стафилококки широко распространены во внешней среде.

При простудных заболеваниях (ангина, катары верхних дыхательных путей и т. д.) и гнойных поражениях кожи (гноинички, фурункулы, нагноившиеся порезы, ожоги и т. п.) количество людей-носителей стафилококков, значительно увеличивается. Не последнее место в распространении стафилококков занимают люди с кариесом зубов.

Стафилококки попадают в продукт с пораженной поверхности кожи рук и открытых частей тела работников, а также при кашле и чихании.

При благоприятных условиях среды и температуры стафилококки размножаются и могут образовать токсические вещества в продукте не изменяя его вкуса и внешнего вида, что особенно опасно для возникновения пищевого отравления.

Стафилококковые интоксикации, связанные с употреблением кремовых изделий нередко возникают из-за грубых нарушений санитарного режима производства или личной гигиены лиц, занятых изготовлением этих изделий, в связи с этим обнаружение коагулазоположительных стафилококков в креме, в смыве с рук и инвентаря одних или в сочетании с бактериями группы кишечных палочек является показателем санитарного содержания производства кондитерских кремовых изделий.

Одним из важнейших средств профилактики стафилококковых пищевых отравлений является создание максимальных гигиенических условий изготовления, хранения и реализации тортов и пирожных с кремом, исключающих возможность заражения стафилококком сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, а также размножения и образования энтеротоксина в них.

Для предотвращения образования энтеротоксинов в готовых кондитерских кремовых изделиях, как показали экспериментальные данные, существенное значение имеет концентрация сахарного сиропа для мочки (50%). Вследствие чего необходим строгий контроль за содержанием указанного процента сахара в сиропе для мочки.

Систематический организованный лабораторный контроль за качеством сырья, кремовых изделий, а также чистотой оборудования, инвентаря и соблюдением правил личной гигиены позволяет установить объективные показатели санитарного содержания обследуемых производств и обязывает проводить ряд гигиенических мероприятий.

## **ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЮ**

При текущем санитарном надзоре за предприятиями кондитерских кремовых изделий бактериологическому контролю подлежат:

1. Яичная масса (содержимое выпущенных яиц), меланж. Исследование меланжа проводят согласно МРТУ 49/39-67.
2. Масло сливочное после зачистки, сахарный сироп для мочки бисквита и сироп «Шарлотт».
3. Крем на различных этапах его приготовления.
4. Крем готовых изделий: пирожные и торты.
5. Смывы с рук персонала, специальной одежды, инвентаря и оборудования.

## **ОТБОР ПРОБ И ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ СМЫВОВ**

### **Отбор проб**

Пробы сливочного масла, яичной массы, меланжа, крема, сахарного сиропа для мочки бисквита, процеженного и охлажденного сиропа «Шарлотт» в количестве 50 м/мл отбирают стерильными ложками в стерильные баночки, закрывают двумя слоями бумаги и обвязывают бечевкой. Торты и пирожные в количестве не менее 2-х штук отбирают из холодильных камер цеха и экспедиции.

### **Взятие смывов**

Смывы с оборудования и инвентаря производят перед началом работы, либо после санитарной обработки в санитарные дни.

Смывы с рук следует производить перед началом работы, после пользования туалетом.

Взятие смывов с рук персонала, спецодежды, инвентаря и оборудования производят с помощью стерильных ватных тампонов на стеклянных (лучше металлических) палочках или марлевых салфеточек размером 5×5 см, завернутых в бумажные пакеты.

Непосредственно перед взятием смыва увлажняют тампон или салфетку стерильной 0,1% пептонной водой или физиологическим раствором, предварительно разлитым по 2 мл в стерильные пробирки. Салфетки при этом захватывают прокаленным пинцетом. После взятия смыва тампон или салфетку помещают в ту же пробирку, из которой проводили увлажнение. При контроле жирных поверхностей пользуются сухими тампонами или салфетками.

Смывы с крупного оборудования и инвентаря берут с поверхности в 100 см<sup>2</sup> в разных местах исследуемого предмета. Для ограничения поверхности используют шаблон (трафарет) площадью 25 см<sup>2</sup>.

При взятии смывов с мелких предметов обтирают всю рабочую поверхность предмета, причем одним тампоном протирают три одноименных объекта (например, три ложки); у ножей протирают рабочую часть их и нижнюю часть ручки (примерно наполовину).

При взятии смывов с рук протирают тампоном ладони обеих рук, проводя не менее 5 раз по одной ладони и пальцам, затем протирают участки между пальцами, ногти и под ногтями.

При взятии смывов с санитарной одежды протирают 4 площадки по 25 см<sup>2</sup>: нижнюю часть каждого рукава и 2 площадки с верхней и передней части спецовки.

## МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ

### Подготовка проб к исследованию

Масло сливочное и крем в количестве 50 г помещают в колбу и ставят в термостат на 43° или водяную баню при температуре не выше 45°. Для посева используют нижний слой растопленного масла или крема. Меланж перед посевом дефростируют и тщательно перемешивают.

Для анализа крема тортов или пирожных используют крем художественной отделки и из прослойки с прилегающей частью мучнистой основы. Различные сиропы исследуют без предварительной подготовки.

#### Определение титра бактерий группы кишечных палочек

1. Для определения титра бактерий группы кишечных палочек в масле сливочном, яичной массе, в сиропах, креме и в креме с пирожных и тортов с прилегающей частью мучнистой основы, готовят разведения от 1 : 10 до 1 : 1000. Для разведения используют 0,1% пептонную воду или физиологический раствор, разлитый в пробирки по 9 мл и подогретый до 45°. Из нижнего слоя растопленного масла, крема и крема с мучнистой основой берут 1 мл и вносят в пробирку с 9 мл пептонной воды, получают разведение 1 : 10 и из него готовят последующие разведения. Для десятикратного разведения сиропов к 10 мл добавляют 90 мл пептонной воды и далее готовят разведения 1 : 100 и 1 : 1000 как обычно.

В среду Кесслер, разлитую в пробирки по 5 мл, засевают следующие объемы: 1,0 мл и далее из разведений по 1,0 мл, что соответствует 0,1, 0,01 и 0,001 мл продукта. Посев 1 мл сиропа производят путем высева 10 мл из разведений 1 : 10 в колбу с 50 мл среды Кесслер, все остальные разведения, как указано выше. Посев инкубируют при 43° в течение 18--24 часов.

2. Из всех пробирок со средой Кесслер, независимо от наличия роста, (т. е. помутнение среды) производят высевы на сектора чашек со средой Эндо. Инкубируют при  $37^{\circ}$  — 18—24 часа.

3. Чашки с посевами просматривают, при отсутствии характерных колоний на всех секторах чашки дают отрицательный ответ. При наличии темно-красных колоний с металлическим блеском или без блеска, розовокрасных или бледнорозовых типичных для бактерий группы кишечных палочек производят их изучение, т. е. готовят препараты, красят по Граму, микроскопируют. Наличие грамтрицательных палочек в препарате указывает на присутствие бактерий группы кишечных палочек.

Вычисление титра производят согласно указаний ГОСТ 9225-68, таблица 9.

### **Определение количества коагулазоположительных стафилококков в 1 г/мл**

1. Для количественного учета стафилококков 0,1 мл нижнего слоя растопленного крема и крема с пирожных и тортов с прилегающей мучнистой основой и сливочного масла засевают на поверхность молочно-солевого агара. Сиропы засевают без предварительной обработки. Посевной материал тщательно втирают шпателем в поверхность питательной среды. Посевы на молочносолевом агаре инкубируют 18—24 часа при  $37^{\circ}$  и до 48 часов при комнатной температуре.

2. Одновременно с посевами на плотные среды производят посевы в среды накопления — солевые бульоны — с содержанием хлористого натрия 6,5% и 10%, разлитые в пробирки по 5 мл. В каждую пробирку вносят по 0,5 мл исследуемой пробы. Посевы помещают в термостат при  $37^{\circ}$  на 18—24 часа.

3. Через 24—48 часов инкубации на молочносолевом агаре стафилококки образуют золотистые, кремовые или эмалево-белые колонии. Подозрительные колонии (не менее 2—3) микроскопируют при окраске препарата по Граму. При наличии грамположительных кокков производят пересев отдельных колоний на сектора чашек питательного агара с молоком или кровью и на бульон с 1% глюкозы для постановки реакции плазмокоагуляции общепринятым или ускоренным методами.

Для количественного учета стафилококков в 1 г/мл исследуемого материала, все выросшие на плотной среде колонии, аналогичные подвергнутые изучению, подлежат подсчету и пересчету на 1 г/мл исследуемой пробы по общепринятой методике.

4. При отсутствии роста колоний стафилококков на чашках с молочносолевым агаром при первом посеве изучают культуры со сред накопления.

5. Со сред накопления через 18–21 часе проводят пересевы на чашки питательного агара с молоком или кровью. При отсутствии роста колоний стафилококков на плотных питательных средах при пересевах со сред накопления высеивают с последних производят повторно через 48 часов. При повторном отсутствии роста стафилококков при высеивании со сред накопления выдается заключение об отсутствии стафилококков. При наличии колоний стафилококков при высеивании со сред накопления они изучаются как описано выше.

## **МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ РЕАКЦИИ КОАГУЛЯЦИИ ПЛАЗМЫ**

### **А. Приготовление цитратной плазмы**

В настоящее время используют сухую кроличью плазму, выпускаемую Белорусским Институтом эпидемиологии и микробиологии.

Сухую плазму разводят по прилагаемому к ней представлению.

При отсутствии сухой плазмы используют цитратную плазму крови кролика или человека, которую готовят следующим образом: к 8 мл свежей венозной крови добавляют 2 мл стерильного 5% лимоннокислого натрия. После осаждения эритроцитов на холоду  $+6^{\circ}$ – $+8^{\circ}$  или при центрифугировании (3 тыс. об/мин.) плазму отстаивают и разводят физиологическим раствором из расчета 1 часть плазмы и 4 части физиологического раствора. Разведенную плазму разливают в стерильные пробирки с пробками по 0,5 мл. Необходим контроль с заведомо коагуляционно-положительной культурой стафилококков.

### **Б. Постановка реакции плазмокоагуляции**

В пробирку с 0,5 мл цитратной разведенной плазмы вносят петлю чистой суточной культуры стафилококков с плотной питательной среды, тщательно смешивают и ставят в термостат при  $37^{\circ}$ . Пробирки осторожно, избегая встряхивания сгустка просматривают каждые 1–3 часов в течение рабочего дня, после чего оставляют до утра при комнатной тем-

\* Адрес: г. Минск, ул. Погодина, 3, телефон Б 5 33 01

температуре, для окончательного учета. Необходимо иметь в виду, что при длительной инкубации более 18 часов, может наступить разжижение образовавшегося сгустка за счет действия фибринолизина.

Для сокращения сроков исследования можно рекомендовать ставить реакцию плазмокоагуляции с молодой культурой, выращенной при 37° в течение 1-2 часов в 1,0 мл бульона с 1% глюкозы, предварительно подогретого в термостате. Реакцию плазмокоагуляции ставят путем добавления 2 капли молодой бульонной культуры и 0,5 мл разведенной плазмы. Помещают в термостат при 37°. Реакция коагуляции наступает в пределах 2-3 часов.

Реакция коагуляции плазмы считается положительной независимо от степени свертывания плазмы (от небольшого сгустка, введенного в плазму, до плотного сгустка, остающегося неподвижным при переворачивании пробирки).

## МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СМЫВОВ

Материалом посева при исследовании смывов является смывная жидкость, используемая для увлажнения тампона или марлевой салфетки.

а) Для выявления наличия коагулазоположительных стафилококков производят посев непосредственно тампоном на чашки с молочносольевым агаром. Если смывы производят марлевыми салфетками, то посев на плотные питательные среды удобнее осуществлять вансением на поверхность среды в количестве 0,1 мл смывной жидкости, которую затем тщательно растирают шпателью по всей поверхности агара.

В качестве среды накопления для стафилококков применяют питательный бульон с 6,5% хлористого натрия, разлитым по 5 мл в пробирки, куда помещают оставшуюся смывную жидкость.

б) Для выявления наличия бактерий группы кишечных палочек посев производят в среду накопления, для чего тампон, которым производили ранее посев на молочносольевой агар (или марлевую салфетку), погружают в среду Кесслер, разлитую в пробирки по 5-10 мл.

Дальнейший ход исследования на обнаружение стафилококков и бактерий группы кишечных палочек производят как указано на стр. 4, 5



## **ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯИЧНОЙ МАССЫ, МАСЛА СЛИВОЧНОГО, СИРОПОВ, КРЕМОВ И СМЫВОВ**

В протоколе исследований необходимо указывать:

- а) титр бактерий группы кишечных палочек,
- б) степень обсеменения коагулазоположительными стафилококками в пересчете на 1 г/мл.
- в) в смывах указывать наличие или отсутствие бактерий группы кишечных палочек и стафилококков.

Примечание: а) фаготипирование коагулазоположительных стафилококков проводят в лабораториях санэпидстанций по специальным показателям.

б) Исследование на наличие бактерий рода сальмонелла в масле, яичной массе, масле сливочном, сиропах и кремовых изделиях производят в лабораториях санэпидстанций.

### **САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕМА ГОТОВЫХ КРЕМОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И СМЫВОВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ**

1. Титр бактерий группы кишечных палочек не ниже 0,01 г.

2. Содержание коагулазоположительных стафилококков не более 500 в 1 г/мл.

3. Бактерий группы кишечных палочек и коагулазоположительных стафилококков должны отсутствовать в смывах с контролируемых объектов.

Примечание: Неоднократное обнаружение коагулазоположительных стафилококков со сред обогашения (продукты, смывы) указывает на нарушение санитарного режима производства и требует проведения внепланового санитарного дня.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**



## Питательные среды

1. **Молочно-солевой агар:** к 100,0 мл 2% стерильного агара, содержащего 6,5% поваренной соли, добавляют 10,0 мл снятого стерильного молока. pH 7,4.

2. **Молочный агар:** к 100,0 мл стерильного мясопептонного агара, добавляют 10,0 мл снятого стерильного молока. pH 7,4.

3. **Снятое молоко:** Молоко центрифугируют, удаляют сливки, разливают в пробирки по 5,0 и 10,0 мл и стерилизуют при 121° — 10 минут.

4. **Солевые бульоны:** к 100,0 мл мясопептонного бульона pH-7, 4 — 7, добавляют 6% или 9,5% поваренной соли. Разливают в пробирки по 5,0 мл. Стерилизуют при 121° — 20 минут.

5. **Кровяной агар:** к 100,0 мл 2% стерильного мясопептонного агара pH 7,4 растопленного и остуженного до 45° добавляют 4,0 — 5,0 мл дефибринированной или цитратной крови кролика или человека.

6. **Среда Кесслер (модифицированная):** к 1 литру воды добавляют 10 г пентона и 50 мл бычьей желчи или других сельскохозяйственных животных. Кипятят при помешивании 20 — 30 минут, фильтруют через вату, прибавляют 2,5 г глюкозы, объем доводит до 1 литра, устанавливают pH 7,4—7,6, добавляют 2 мл 1% водного раствора кристаллического флюоресцеина, разливают по 5 — 10 мл в пробирки с поплавками. Стерилизуют при 121° — 15 — 20 минут. Готовая среда должна иметь темно-фиолетовый цвет.

### Схема санитарно-бактериологического контроля на производстве кремовых кондитерских изделий \*

Точка отбора проб, объекты исследования	Периодичность отбора проб	Производимые определения
---	---------------------------	--------------------------

#### Сырье и полуфабрикаты

1 Медиаж и яичная масса (содержимое яиц)	Каждая партия	Определение титра бактерий группы кишечных палочек
2 Поверхность яиц (не менее 10 штук) после санитарной обработки	То же	Определение наличия бактерий группы кишечных палочек
3 Масло сливочное	»	Определение титра бактерий группы кишечных палочек Определение количества коагулазонодержательных стафилококков в 1 г.

Точка отбора проб, объекты исследования	Периодичность отбора проб	Производимые определения
4. Сахарный сироп	»	То же
5. Сироп «Шарлотт» охлажденный	»	То же
6. Крем из:		
а) кремосбивальной машины	Не реже трех раз в неделю в каждой смене	»
б) бака для крема	То же	
в) пневматического наполнителя кремовых заварных трубочек	»	
<b>Готовая продукция</b>		
7. Крем тортов из холодильной камеры цеха	Не реже одного раза в неделю в каждой смене	»
8. Крем пирожных из холодильной камеры цеха	То же	»
9. Крем тортов из холодильной камеры экспедиции	»	»
10. Крем пирожных из холодильной камеры экспедиции	»	»

\* Схема санитарно-бактериологического контроля производства кремовых кондитерских изделий должна быть единой для всех указанных предприятий.

Требует уточнения и согласования с государственным санитарным надзором лишь периодичность санитарно-бактериологического контроля и количество анализов в зависимости от мощности предприятия, смешности работы и штатности единиц бактериологов.

## Смывы с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды

1. Смывы с маслорезальной машины, баков, ножей и др.	Один раз в неделю в каждой смене	Обнаружение бактериальной группы кишечной палочки Определение наличия коагулазоположительных стафилококков
2. Смывы с ножей, лотков и др. инвентаря яйцебитни	То же	То же
3. Смывы со столов, ваши, сегок для яиц, бидонов и др. оборудования яйцебитни	То же	»
4. Смывы с кремобивальной машины, баков для крема, скребков и рукавиц для зачистки машины и др.	Не реже трех раз в неделю в каждой смене	»
5. Смывы с варочных котлов, баков для хранения сиропа и пр.	То же	»
6. Смывы со столов, на которых производится отделка тортов и прожженных	»	»
7. Смывы с ножей, лопаток, наконечников, отсадочных мешочков и др.	»	»
8. Смывы с листов, лотков, протвеей, поддонов и др. внутрицеховой тары	»	»
9. Смывы с металлических вагонеток, тележек для перевозки внутри цеха полуфабрикатов и готовой продукции	Один раз в неделю	»
10. Смывы с лотков и крышек к ним для упаковки готовых изделий	То же	»
11. Смывы с рук	Не реже одного раза в неделю в каждой смене	»
12. Смывы с санитарной одежды, полотенец	То же	»

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА

за \_\_\_\_\_

А. НАЛИЧИЕ БАКТЕРИИ

Когда взяты смывы	Количество смывов	Из них выделено	Оборудование инвентарь для резки сливочного масла		Оборудование и инвентарь для приготовления крема		Оборудование и инвентарь для приготовления сиропа		Столы для отделки тортов и пирожных	
			Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено
После санитарного дня										
После текущей уборки										

Б. НА НАЛИЧИЕ КОАГУЛАЗОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ

После санитарного дня										
После текущей уборки										

НИИ СМЫВОВ С ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ И РУК

197 г.

ГРУППЫ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК

Внутрицеховой производств. инвентарь (ножи, отсадочные мешочки)		Внутрицеховая тара (листы лотки, противни)		Металлические тележки для полуфабрикатов		Тара для упаковки готовых изделий		Руки персонала		Санитарная одежда	
Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено	Количество смывов	Из них выделено

СТАФИЛОКОККОВ






Л 77841    Ф-т 60×84<sup>1/16</sup>    Объем 1 п. л.    Тир. 300    Зак. 1006

---

Вторая типография МЗ СССР