

МКС 67.050,  
67.100,  
67.120.10,  
67.120.20,  
67.120.30,  
67.180.10

**Поправка к ГОСТ 34164—2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фурацилина (Издание, ноябрь 2018 г.)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 7.1, первое перечисление	максимальной нагрузкой не более 150 г и пределом допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,05$ г;	пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,01$ г;

(ИУС № 1 2020 г.)