ООО НПП «Акватест»

ул. Журавлева, 44 344022, г. Ростов-на-Дону Россия **Eduatest**

AQUATEST Ltd

44, Zhuravleva St. 344022. Rostov on Don

Таблица 2

Russia

 Тел./факс: (863) 263 80 33; 292 30 18
 E-mail: aquatest@donpac.ru

 Кому: Руководителю лаборатории-пользователя
 № 104-ПНД

 Дата: 03.04.2008

Сообщаю, что при использовании методики ПНД Ф 14.1:2.104-97, издание 2004 г. (МВИ массовой концентрации летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод ускоренным фотометрическим методом без отгонки) редакция таблицы 2 (раздел 9.3) должна быть нижеследующей:

Состав и количество образцов для градуировки при определении летучих фенолов

N	Концентрация фенола,	Объем градуировоч-	Объем
п/п	мкг/дм ³	ного раствора, см3	дистиллированной
			воды, см
1	0,0	0,00	800
2	2,0	0,32	800
3	5,0	0,80	800
4	10,0	1,60	800
5	15,0	2,40	800
6	20,0	3,20	800
7	25,0	4,00	800

При очередном пересмотре методики эти изменения будут внесены в текст и утверждены в установленном порядке.

Генеральный директор из

научнопроизводственно Ю.Я. Винников